

Aide-Soignant.e Stérilisation et Bloc Opératoire

Présentation de l'établissement

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la Méditerranée et à 3 heures de l'Atlantique, **le Centre Hospitalier Ariège Couserans** (CHAC) bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel.

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques.

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs.

Description du service et du poste

Poste : Aide-Soignant.e Stérilisation et Bloc Opératoire

Activités BLOC OPÉRATOIRE :

- 7 h00 : Mise en tenue de bloc et hygiène des mains
- 7 h05 : Prise de poste, évaluation du tableau opératoire de la journée, lecture du cahier de transmissions bloc
- 7h 05 - 8 h : Ouverture des 3 salles - Mise en route du laveur d'endoscope
- Ouverture des salles :
 - Prise des pressions et température
 - Nettoyage des surfaces horizontales
 - Rangement du mobilier
 - Balayage humide des sols
 - Traçabilité Dx Bloc de l'entretien et des relevés des paramètres
- Faire couler l'eau des auges 5 mn - Changement des filtres à eau des auges 1 fois par mois + traçabilité - Contrôle de la présence des accessoires sur tables opératoires
- Vérification de la présence de la housse sur le matelas de transfert
- Entre 8h et 8h30 : contrôle et préparation de l'environnement
- Date de péremption des produits d'entretien (savon, SHA, produits surfaces, etc.)
- Préparation des bacs de décontamination DM
- Vérification des pleins UU (charlottes, masques, sur chaussures, calots, etc.)
- Contrôle de l'évacuation des déchets
- Préparation des produits d'entretien sol et surfaces le lundi matin (à cause du WE)
- Commande UU et produits d'entretien - Rangement des DM stériles
- Évacuation des sabots sales du WE
- À partir de 8h30 - En collaboration avec l'équipe IADE, IDE et IBODE
- **Prise en charge des patients à leur arrivée**
 - Participer à la sécurité et au confort du patient (sangles, barrières)
 - Transfert du patient dans le SAS
 - Acheminement du patient vers salle d'opération
 - Ranger le lit en attente et réfection de la literie
 - Couverture chauffante dans le lit en attente

- **Prise en charge des patients à la fin de l'intervention**
 - Acheminement du lit dans le sas de transfert
 - Sortie de salle du patient
 - Transfert du patient dans son lit
 - Si besoin, acheminer le patient vers SSPI
- **Gestion des DM et de la salle après intervention**
- Décontamination des DM - Acheminer le bac de décontamination en salle
- Récupérer le bac de DM quand les DM sont en trempage
- S'assurer du bon remplissage de la feuille de liaison bloc/Stérilisation
- Acheminement du bac de trempage vers salle de décontamination
- Après temps de décontamination, rinçage des DM, évacuation des DM vers la stérilisation
- Préparation du nouveau bain
- **Bio nettoyage des salles après intervention**
- Évacuation des déchets et le linge souillé - Nettoyage de la salle selon protocole
- Rangement du mobilier - Traçabilité sur Dx Bloc
- Nettoyage des tables d'opération et remise en état de la table - Nettoyage de l'auge
- Durée : 15 mn entre 2 interventions simples et entre 25 et 30 mn entre 2 interventions lourdes (type orthopédie, infection BMR)
- Évacuer les déchets dans le local déchet de façon systématique entre 2 interventions
- **Selon activité du bloc, nettoyage complet d'1 salle (durée 2h)**
- Nettoyage vapeur et manuel des murs, des sols, des surfaces, de l'intérieur des mobiliers selon protocole - Traçabilité sur classeur et DX care
- Entretien du matériel utilisé pour le bionettoyage
- **Dans la journée :**
- Gestion des DMS - Dates péremption
- Rangement des DM stériles qui remontent de la stérilisation régulièrement dans la journée et en fin de journée - Aide en collaboration
- Aide SSPI (vomissement, change des lits, acheminement vers labo, ...)
- Acheminement des prélèvements vers le laboratoire (laboratoire des feuillets 3 fois/semaine et ponctuellement pour les autres analyses)
- Faire les réassorts des différents produits sur les différents postes de travail (essuie-mains, poubelles, masques, calots, lavettes)
- **Temps attribué : 4 h**
- Évacuation des déchets des sabots vers la stérilisation en début d'AM et en fin de journée
- Rangement du linge propre en provenance de la blanchisserie
- Ranger les commandes d'entretien et UU
- Remplissage des stocks (gants on stériles, poches poubelle, ...)
- Rangement du mobilier - Brancher les tables d'opération sur secteur - Préparation des produits d'entretien - Traçabilité de l'entretien
- Nettoyage des locaux annexes (Pharmacie inter-bloc, Salle auge inter-bloc, Arsenal, Palier blocs 1 et 2, SAS de transfert, Couloirs roses, Sas de transfert de la salle 3, Salle de décontamination de la salle 3, Couloir passerelle, Entrée du bloc, Salle de repos, Bureau)
- Vider les chariots poubelle du local à poubelle le vendredi soir
- Faire les réassorts des différents produits sur les différents postes de travail (essuie-mains, poubelles, masques, calots, lavettes) - Traitement des sabots
- Rangement du matériel de la stérilisation*

L'AS participe en collaboration avec les IDE, IADE et IBODE à toutes les tâches du bloc opératoire et est rapidement disponible suivant le rythme des interventions.

Activités STÉRILISATION :

- 8h30 : mise en tenue de bloc et hygiène des mains
- 8h35: Prise de poste - Évaluation du tableau opératoire de la journée, lecture du cahier de transmissions bloc
- À partir de 8h35 : Préparation des produits d'entretien le lundi matin et le vendredi soir
- Ouverture et vérification du fonctionnement des appareils de la stérilisation
- Contrôler et noter les paramètres des salles de conditionnement et de stockage sur feuille de traçabilité - Envoi d'ETS x 2 - Test dureté de l'eau tous les jours
- Test soudeuse le lundi - Lavage des DM des services dans laveur
- Vérification de la dotation des fournitures - Test de TOSI (laveur) tous les lundis

Zone de lavage entre chaque intervention

- Récupérer les DM du bloc et les mettre au laveur ou en décontamination 15 mn suivant intervention (ortho)
- Nettoyage des bacs de transport avant la remise dans le circuit stérilisation/bloc

Zone de conditionnement entre chaque intervention

- Changer de sabots - Lavage des mains
- Réfection des boîtes d'instruments en suivant les listings
- Conditionnement du matériel suivant protocole - Chargement des autoclaves
- Lancement des cycles de stérilisation

Zone de chargement

- Lavage des mains
- Libération des charges : Ouvrir autoclave, Attendre 20 min, Lecture de diagramme et traçabilité sur support - Étiquetage des DM
- Mise en refroidissement des DM sur étagère
- Distribution des DM services dans les caisses prévues à cet effet
- Mettre emballage de stockage sur les DM lors de l'envoi au bloc

Taches auxiliaires

- Commandes de matériel en stock (vis, plaques, broches, ...) et instruments de remplacement en collaboration avec IBODE
- Commande de pharmacie avant le mercredi matin - Commande des produits d'entretien tous les lundis - Commande du matériel spécifique stérilisation par mail à la CS stérilisation
- Laver les sabots du bloc (en milieu de journée et le soir)

Le vendredi

- Vérifier la quantité restante de graphique sur l'autoclave pour permettre une utilisation le w-end
- Faire le réassort de tout le matériel en salle de conditionnement
- Ne garder en stérilisation que le minimum de boîtes

En fin de journée

- Faire remonter le maximum de DM au bloc
- Évacuation des déchets - Rangement du mobilier
- Réapprovisionnement des postes de travail
- Transmission à l'équipe IBO avec l'équipe d'astreinte du travail restant à la stérilisation et des DM stockés à la stérilisation
- Éteindre les autoclaves, la soudeuse, le laveur
- Entretien des locaux de stérilisation et URC si ASH absent

Nature et niveau de formation pour exercer le métier :

- **Diplôme d'État d'Aide-Soignant**

Contexte du recrutement : CDD renouvelable dans le cadre d'un poste vacant. Le poste à pourvoir est pérenne.

Contacts :

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH :

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40